



Flexibler ist besser

Memory Schrauben Die intelligente Dehntechnik

Exklusiv bei
Forestadent



Transversal dehnschraube



Bertoni-Schraube

Sander II Dehnschraube




Protrusions-schraube

Palatinal splitschraube



Einfach schonender
Die elastische Feder garantiert einen höheren Tragekomfort und schnellere Dehnung auch bei geringer Patienten-kooperation



Einzigartig flexibel
Nachstellen ist erst erforderlich, wenn der Federweg voll ausgenutzt ist

Intelligente Kraft
Memoryschrauben haben neben der herkömmlichen Drehspindel eine integrierte Feder, die für eine konstante Dehnungsreserve und gleichmäßige Krafteinwirkung sorgt

Memory Dehnschrauben

Exklusiv bei
Forestadent




Transversaldehynschraube Art. Nr. 100M2015 CE

Memory-Transversaldehynschraube

Memory-Transversaldehynschraube für OK und UK, 2. Generation.

Federweg: 0,8 mm / Federkraft: 500g

Gesamtdehnung: 5 mm




Bertoni-Schraube Art. Nr. 165M1413 CE

Memory-Mehrsektorenschraube Bertoni

Die Memory-Mehrsektorenschraube dient zur transversalen Erweiterung und gleichzeitigen Protrusion der OK Front.

Federweg: 0,8 mm / Federkraft: 500g

Gesamtdehnung: 3 mm (in jedem Segment)



Sander® II OK-Dehnschraube Art. Nr. 169M1343 CE

Sander® II Oberkiefer-Memory Dehnschraube für die VDP*

Die Oberkiefer-Dehnschraube mit eingebauter Memory-Feder ermöglicht eine transversale Dehnung, die um den Faktor 3 schneller ist als das bisherige System.

Federweg: 0,8 mm / Federkraft: 500g

Gesamtdehnung: 5 mm



Sander® II UK-Dehnschraube Art. Nr. 100M2016 CE

Sander® II Unterkiefer-Memory Dehnschraube für die VDP*

mit Platzhalter und Montageplatte zum Einstellen der schiefen Ebene.

Federweg: 0,8 mm / Federkraft: 500g

Gesamtdehnung: 5 mm




Palatinalsplitschraube N Art. Nr. 167M1529 CE 0297

Memory-Palatinalsplitschraube Typ N

Schnellere und komfortablere Gaumennahterweiterung durch den Einsatz von modernen superelastischen Materialien.

Federweg: 1 mm / Federkraft: 800 g

Gesamtdehnung: 10 mm



Palatinalsplitschraube S Art. Nr. A167M1326 CE 0297

Memory Anatomic Expander Typ S

Komfortable Gaumennahterweiterung für besonders enge Kiefer.

Federweg: 1 mm / Federkraft: 500 g

Gesamtdehnung: 8 mm



Protrusionsschraube Art. Nr. 179M0718 CE

Memory-Protrusionsschraube

Die Memory-Protrusionsschraube dient der Einzelzahnbewegung.

Federweg: 0,7 mm / Federkraft: 90g

Gesamtdehnung: 2,5 mm